

Accesorios Sondas

Indicadas

Las sondas blandas de látex natural son el complemento ideal para el suministro de la papilla a los psitácidos desde edades tempranas. El sondaje es el método más seguro y limpio de suministrar papilla.

Los distintos diámetros de sondas permiten suministrar la papilla a las diversas especies de psitácidos en cada momento de su desarrollo. Así, por ejemplo, para loros grises la sonda de 5 ml es adecuada para el suministro de papilla a bebés hasta 7 días de vida. La sonda de 10 ml, para bebés hasta 14 días de edad. La de 20, hasta las 4 semanas de vida. A partir del mes es recomendable utilizar la sonda de 50 ml.

Pongamos el ejemplo de las ninfas, la sonda a utilizar cuando empiezan a despuntar cañones, momento en que habitualmente se retiran los polluelos del nido, es la de 10 ml. Enseguida nos será de utilidad la de 20 ml.

Recomendaciones

Es importante no dejar la sonda en remojo con desinfectante porque el látex se estropea. Es recomendable lavar las sondas con detergente y una gotas de lejía, enjuagar bien y dejar secar.

Tipos de Sonda

SERIE ROJA (con punta redondeada)

- Jeringa de 5ml (1 unidad / bolsa)
- Jeringa de 10ml (1 unidad / bolsa)
- Jeringa de 20ml (1 unidad / bolsa)
- Jeringa de 50ml (1 unidad / bolsa)

SERIE AMARILLA

- Jeringa de 5ml (2 unidades / bolsa)
- Jeringa de 10ml (2 unidades / bolsa)
- Jeringa de 20ml (2 unidades / bolsa)
- Jeringa de 50ml (1 unidad / bolsa)

